



10 x 7cm and 10 x 10cm, seçenkle multiSUB™ Midi yatay jel elektroforezi için dizayn edilmiştir.

Bu ünitenin yalnızca genişliğini büyütmek, tampon veya jelde önemli bir artış olmadan multiSUB™ Mini'ye kıyasla jel başına daha fazla numunenin çözülmesine olanak tanır. Bu ünite oluşturularak jel başına maximum 100 numune çözülebilir olması kısıdan orta jel çalışma uzunluklarında rutinde orta ölçekli numune çalışılan alanlar için idealdir. Jellerin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için kepçeler bir seçenek olarak mevcuttur. **For accessories see page 17 and for Power Supplies, see page 60.**



Döküm Barajları

a multiSUB™ ünitesi jel çalışması için kullanılırken jellerin hızlıca harici olarak dökülmesine olanak tanır. **see pages 6 and 17**

Yapışkan Yükleme Klavuzları

Kuyucukların kolay tanımlanmasına ve numune yüklemesine olanak tanır, **see page 17**

KEY FEATURES

Bu üniteler, **multiSUB Mini** ile aynı tray uzunluklarını sunar. Ancak daha geniş bir formatta olup, benzer çalışma koşullarında daha fazla numuneyi aynı derecede ekonomik olarak çalıştırabilir. **PCR ve klonlamadan** alınan numunelerin hızlı gözlemi için idealdir

- 10 x 7cm, 10 x 10cm veya her iki jel tray ile birlikte mevcuttur.
- 100 örneğe kadar çalıştırılır.
- Düşük tampon hacimleri
- Hızlı elektroforez için ideal.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

MSMIDI7	multiSUB Midi, 10 x 7cm UV Tray, 2 x 16 Numune tarakları, yükleme klavuzları ve barajlar			
MSMIDI10	multiSUB Midi, 10 x 10cm UV Tray, 2 x 16 Numune tarakları, yükleme klavuzları ve barajlar			
MSMIDI20	multiSUB Midi Duo, 10 x 7cm & 10 x 10cm UV Tray, 2 x 16 Numune tarakları, yükleme klavuzları ve barajlar			
MS10-UV7	10 x 7cm UV Tray	MS10-LG	Yapışkan Yükleme Klavuzları	MSMIDI/BSB Tampon Koruma blokları, pk/2, 100ml tampon korur
MS10-UV10	10 x 10cm UV Tray	MS10-WP	İzleme Platformu	MSMIDIxCS ClearSight MIDI, yukarıdaki gibi
MS10-PE	Pozitif elektrot	MS10-UVS	10cm UV Jel Kepçe	Fan ve güç kaynağı ile
MS10-NE	Negatif Elektrot	MS7/10-FC	multiSUB Mini/Midi için fleksi döküm kabı	"X"ın yerini alabilecekler '7', '10' or 'DUO'
MS10-UVDAM	Döküm Barajları, pk/2	MSMIDICP	Soğutma Paketi ve Platformu	

RENK	KOD	TANIM	5MM JEL İÇİN NUMUNE HACMİ	RENK	KOD	TANIM	5MM JEL İÇİN NUMUNE HACMİ
MS10-1-0.75	MS10-1-0.75	Comb Prep 1, Marker 1, 0.75mm thick	270µl	MS10-1-1.5	MS10-1-1.5	Comb Prep 1, Marker 1, 1.5mm thick	540µl
	MS10-2-0.75	Comb Prep 2, Marker 2, 0.75mm thick	118µl		MS10-2-1.5	Comb Prep 2, Marker 2, 1.5mm thick	236µl
	MS10-4-0.75	Comb Prep 4, Marker 2, 0.75mm thick	57µl		MS10-4-1.5	Comb Prep 4, Marker 2, 1.5mm thick	115µl
	MS10-8-0.75	Comb 8 sample, 0.75mm thick	30µl		MS10-8-1.5	Comb 8 sample, 1.5mm thick	61µl
	MS10-10MC-0.75	Comb 10 sample MC, 0.75mm thick	20µl		MS10-10MC-1.5	Comb 10 sample MC, 1.5mm thick	41µl
	MS10-12-0.75	Comb 12 sample, 0.75mm thick	17µl		MS10-12-1.5	Comb 12 sample, 1.5mm thick	34µl
	MS10-16-0.75	Comb 16 sample, 0.75mm thick	12µl		MS10-16-1.5	Comb 16 sample, 1.5mm thick	24µl
	MS10-20-0.75	Comb 20 sample, 0.75mm thick	10µl		MS10-20-1.5	Comb 20 sample, 1.5mm thick	20µl
	MS10-25-0.75	Comb 25 sample, 0.75mm thick	7µl		MS10-25-1.5	Comb 25 sample, 1.5mm thick	15µl
	MS10-1-1	MS10-1-1	Comb Prep 1, Marker 1, 1mm thick		360µl	MS10-1-2	MS10-1-2
MS10-2-1		Comb Prep 2, Marker 2, 1mm thick	158µl	MS10-2-2	Comb Prep 2, Marker 2, 2mm thick		315µl
MS10-4-1		Comb Prep 4, Marker 2, 1mm thick	77µl	MS10-4-2	Comb Prep 4, Marker 2, 2mm thick		153µl
MS10-8-1		Comb 8 sample, 1mm thick	41µl	MS10-8-2	Comb 8 sample, 2mm thick		81µl
MS10-10MC-1		Comb 10 sample MC, 1mm thick	27µl	MS10-10MC-2	Comb 10 sample MC, 2mm thick		54µl
MS10-12-1		Comb 12 sample, 1mm thick	23µl	MS10-12-2	Comb 12 sample, 2mm thick		45µl
MS10-16-1		Comb 16 sample, 1mm thick	16µl	MS10-16-2	Comb 16 sample, 2mm thick		32µl
MS10-20-1		Comb 20 sample, 1mm thick	14µl	MS10-20-2	Comb 20 sample, 2mm thick		27µl
MS10-25-1		Comb 25 sample, 1mm thick	10µl	MS10-25-2	Comb 25 sample, 2mm thick		20µl