

multiSUB Midi96

MultiSUB™ Midi96 Jel Sistemi, tam 96 kuyucuklu bir plağın doğrudan 8 kanallı bir pipet aracılığıyla yüklenmesine olanak tanıyarak yüksek verimli çalışma için mükemmel hale getirir.


10x12cm (G x U) jel boyutları ve 96 kuyucuklu tarak bloğu formatı, standart mikropalak konfigürasyonuna karşılık gelir. DNA parçalarını çözmek için bir veya iki işaretleyici şerit ve 1.8 cm'lik bir çalışma uzunluğu. Çok kanallı pipet uyumlu kuyu aralığı, numunelerin hızlı yüklenmesine olanak tanır.

MSMIDI96ST Stretch Sistemleri, kuyu başına 3,6 cm'ye kadar uzatılmış çalışma uzunluğuna ihtiyaç duyan kullanıcılar veya iki adet 96 kuyucuklu plakdan (MSMIDI96STDBL) numunelerin yüklenmesi için de mevcuttur.

ANA ÖZELLİKLER

multiSUB MIDI96, 96 kuyucuklu mikropalaklardan veya termal döngüleyici bloklardan yüklenen 96 adede kadar PCR ürününün analizi için idealdir

- Yüksek verimli elektroforez için ideal
- Ortalama çalışma süresi sadece 15 ila 30 dakikadır
- Kolay şerit tanımlama için doğrudan mikropalak formatı
- Hızlı yükleme için çok kanallı pipet uyumlu taraklar



multiSUB™ Midi96


çok kuyucuklu platerden DNA örneklerinin yüklenmesi için tasarlanmıştır.

Tarak blokları,

Standart ve uzatılmış seçenekler olarak mevcuttur, hızlı yükleme için çok kanallı pipet uyumludur



Döküm jel ile 96'lı UV Tray



döküm jel



çok kanallı pipetle yükleme

SİPARİŞ BİLGİSİ

MSMIDI96	multiSUB Midi96, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1mm kalınlıklı tarak, döküm barajı; Çalışma uzunluğu= 1.8cm
MSMIDI961.5	multiSUB Midi96, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu 1.5mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. bir işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 1.8cm
MSMIDI96/2M	multiSUB Midi96, UV tray, 2 x 8 örnekli tarak bloğu, 1mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. İki işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 1.8cm
MSMIDI96/1.5/2M	multiSUB Midi96, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1.5mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. İki işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 1.8cm
MSMIDI96ST	multiSUB Midi96 Stretch, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. Çalışma uzunluğu = 3.6cm
MSMIDI96ST1.5	multiSUB Midi96 Stretch, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1.5mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. bir işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 3.6cm
MSMIDI96ST/2M	multiSUB Midi96 Stretch, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1.5mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. İki işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 3.6cm
MSMIDI96ST/1.5/2M	multiSUB Midi96 Stretch, UV tray, 12 x 8 örnekli tarak bloğu, 1.5mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. İki işaret şeritli taraklar. Çalışma uzunluğu = 3.6cm
MSMIDI96STDBL	multiSUB Midi96 Stretch, UV tray, C 24 x 8örnekli tarak bloğu, 1mm kalınlıklı tarak, döküm barajı. - Not: Çalışma uzunluğu = 1.8cm.

TARAK BLOKLARI

MSMIDI96-8-1-CB	Midi96 Comb 8 sample MC + 1 Marker, 1mm thick	MSMIDI96ST-8-1.5-CB*	Midi96 STRETCH Comb 8 sample MC + 1 Marker, 1.5mm thick
MSMIDI96-8-1.5-CB	Midi96 Comb 8 sample MC + 1 Marker, 1.5mm thick	MSMIDI96ST-8-1.5/2M-CB*	Midi96 STRETCH Comb 8 sample MC + 2 Marker, 1mm thick
MSMIDI96-8-1/2M-CB	Midi96 Comb 8 sample MC + 2 Marker, 1mm thick	MSMIDI96ST-8-1.5/2M-CB*	Midi96 STRETCH Comb 8 sample MC + 2 Marker, 1.5mm thick
MSMIDI96-8-1.5/2M-CB	Midi96 Comb 8 sample MC + 2 Marker, 1.5mm thick	MS10-UV96	multisub Midi, 96 well tray
MSMIDI96ST-8-1-CB*	Midi96 STRETCH Comb 8 sample MC + 1 Marker, 1mm thick	MS10-UV96ST	multisub Midi STRETCH, 96 well tray

*Stretch blokları sadece Stretch ünitesi ile uyumludur.