


multisUB Maxi

multiSUB™ Maxi öncelikle Klon Tarama veya PCR gibi yüksek sayıda örneğin çözünürlüğü için tasarlanmıştır.

multiSUB™ Maxi, uzun süreli çalışmalarda ultra yüksek çözünürlüklü renk ayrımlarına izin verir. Tray boyutları, standart kurutma kağıdı boyutlarına karşılık gelir.

Ayrıca, daha fazla analiz için bir membran üzerine kolay numune aktarımı sağlar. 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm ve 20 x 25 cm olmak üzere dört jel tray boyutu mevcuttur. 40 örneğe kadar çok kanallı pipet uyumlu taraclar, jel başına 440 örneğe kadar hızlı yüklemeyi kolaylaştırır. 50 numune tarağı, jel başına maksimum 550 numune kapasitesine izin verir. Döküm barajları, multisUB™ ünitesi jel çalışması için kullanılırken jellerin hızlı bir şekilde harici olarak dökülmesine izin verir. **For Power Supplies, see page 60.**




Döküm barajının sağladıkları

MultiSub™ ünitesi jel
çalışması için
kullanılırken hızlı bir
şekilde harici olarak
dökülebilir

Fleksi döküm kabının sağladıkları

sadece hareketli barajı
kilitleyerek,20 cm'ye kadar jel
uzunluklarının dökümü **bkz.**
sayfa 17



ANA ÖZELLİKLER

Bu üniteler öncelikle çok sayıda numuneyi PCR veya klonlamadan ayırmak için tasarlanmıştır:

- 20 x 25 cm, 20 x 20 cm, 20 x 15 cm veya 20 x 10 cm jel trayleri ile mevcuttur
- 550 örneğe kadar çalışılır
- Düşük tampon hacmi

ORDERING INFORMATION

MSMAXI10 multiSUB Maxi , 20 x 10cm UV Tray, 2 x 20 numune tarakları*		MSMAXI25	multiSUB Maxi , 20 x 25cm UV Tray, 2 x 20 numune tarakları*
MSMAXI15 multiSUB Maxi , 20 x 15cm UV Tray, 2 x 20 numune tarakları*		MSMAXIDUO	multiSUB Maxi Duo , 20 x 10 and 20 x 20cm UV Tray, 2 x 20numune tarakları
MSMAXI20 multiSUB Maxi , 20 x 20cm UV Tray, 2 x 20 numune tarakları*			
MS20-UV10	20 x 10cm UV Tray	MS20-PE	Pozitif Elektrot
MS20-UV15	20 x 15cm UV Tray	MS20-NE	Negatif Elektrot
MS20-UV20	20 x 20cm UV Tray	MS20-UVS	20cm UV Jel Keçesi
MS20-UV25	20 x 25cm UV Tray	MSMAXICP	Sogutma Paketi ve Platform
MS20-UVDAM	Döküm barajları, pk/2	MS20-WP	İzleme Platformu
MS20-LG	Yapışkan Yükleme Kılavuzları	MSMAXIBSB	Tampon Koruyucu Blokları pk/2, 450ml
		tampon için	
		MS15/20-FC multiSUB Choice / Maxi için Fleksi döküm kabı	
		CSL-GLT	Jel seviyelendirme masası
		MSMAX1xCS	Clearsight Maxi, yukarıdaki gibi
		Fan ve Güç kaynağı ile	
		'x' yerine konulabilecekler	
		'10','15','20','25' or 'Duo'	

RENK	KOD	TANIM	5MM JELİÇİN NUMUNE HACMİ
MS	MS20-1-0.75	Comb Prep 1, Marker 1, 0.75mm thick	506µl
	MS20-2-0.75	Comb Prep 2, Marker 2, 0.75mm thick	236µl
	MS20-4-0.75	Comb Prep 4, Marker 2, 0.75mm thick	115µl
	MS20-10-0.75	Comb 10 sample, 0.75mm thick	54µl
	MS20-16-0.75	Comb 16 sample, 0.75mm thick	30µl
	MS20-20MC-0.75	Comb 20 sample MC, 0.75mm thick	20µl
	MS20-25-0.75	Comb 25 sample, 0.75mm thick	16µl
	MS20-30-0.75	Comb 30 sample, 0.75mm thick	13µl
	MS20-36-0.75	Comb 36 sample, 0.75mm thick	11µl
	MS20-40MCSS-0.75	Comb 40 sample MC, 0.75mm thick	8µl
MS	MS20-50-0.75	Comb 50 sample, 0.75mm thick	8µl
MS	MS20-1-1	Comb Prep 1, Marker 1, 1mm thick	675µl
	MS20-2-1	Comb Prep 2, Marker 2, 1mm thick	315µl
	MS20-4-1	Comb Prep 4, Marker 2, 1mm thick	153µl
	MS20-10-1	Comb 10 sample, 1mm thick	72µl
	MS20-16-1	Comb 16 sample, 1mm thick	41µl
	MS20-20MC-1	Comb 20 sample MC, 1mm thick	27µl
	MS20-25-1	Comb 25 sample, 1mm thick	21µl
	MS20-30-1	Comb 30 sample, 1mm thick	17µl
	MS20-36-1	Comb 36 sample, 1mm thick	14µl
	MS20-40MCSS-1	Comb 40 sample MC, 1mm thick	11µl
MS	MS20-50-1	Comb 50 sample, 1mm thick	10µl

RENK	KOD	TANIM	5MM JEL İÇİN NUMUNE HACMİ
KIRMIZI	MS20-1-1.5	Comb Prep 1, Marker 1, 1.5mm thick	1013µl
	MS20-2-1.5	Comb Prep 2, Marker 2, 1.5mm thick	473µl
	MS20-4-1.5	Comb Prep 4, Marker 2, 1.5mm thick	230µl
	MS20-10-1.5	Comb 10 sample, 1.5mm thick	108µl
	MS20-16-1.5	Comb 16 sample, 1.5mm thick	61µl
	MS20-20MC-1.5	Comb 20 sample MC, 1.5mm thick	41µl
	MS20-25-1.5	Comb 25 sample, 1.5mm thick	32µl
	MS20-30-1.5	Comb 30 sample, 1.5mm thick	26µl
	MS20-36-1.5	Comb 36 sample, 1.5mm thick	22µl
SİYAH	MS20-40MCSS-1.5	Comb 40 sample MC, 1.5mm thick	17µl
	MS20-50-1.5	Comb 50 sample, 1.5mm thick	16µl
MAVİ	MS20-1-2	Comb Prep 1, Marker 1, 2mm thick	1350µl
	MS20-2-2	Comb Prep 2, Marker 2, 2mm thick	630µl
	MS20-4-2	Comb Prep 4, Marker 2, 2mm thick	306µl
	MS20-10-2	Comb 10 sample, 2mm thick	144µl
	MS20-16-2	Comb 16 sample, 2mm thick	81µl
	MS20-20MC-2	Comb 20 sample MC, 2mm thick	54µl
	MS20-25-2	Comb 25 sample, 2mm thick	42µl
	MS20-30-2	Comb 30 sample, 2mm thick	34µl
	MS20-36-2	Comb 36 sample, 2mm thick	29µl
	MS20-40MCSS-2	Comb 40 sample MC, 2mm thick	23µl
	MS20-50-2	Comb 50 sample, 2mm thick	21µl