

# multiSUB Mini

**multiSUB™ Mini** yelpazenin en küçük ünitesidir. Düşük ve orta örnek sayıları için tasarlanmıştır.

Küçük jel ölçüsü çalışma ekonomisini maksimize ederken mevcut – **7 x 7cm and 7 x 10cm** – iki tray seçeneği olduğundan ve tarakları 16 örneğe kadar hazırlama olanaklı olduğundan çok yönlülüğü destekleyememektedir. Jel trayi veya tarağı basitçe alterne ederek ,1ml örnek hazırlayarak veya örnek bantlarının aralığını 9cm üzerinde ayırarak, bu bütünsel ünite 64 numuneye kadar çözüm sunma kapasitesine erişir. **For accessories see page 17 and for Power Supplies, see page 60.**



## Tampon Koruyucu Blok

fiziksel olarak jel çerçevesinin hacmini düşürerek tampon gereksinimini azaltır. Böylece tasarruf sağlanır. [see pages 6 and 17](#)



## Moleküler Amaçlı Agarozlar

nükleik asitlerin rutin analizi için uygundur. [see page 29](#)



## ANA ÖZELLİKLER

multiSUB Mini özellikle klonlama sırasında sindirim sınırlandırmaları takip eden, küçük ve orta hacimlerde örnek kontrolleri için tercih edilen bir seçenektir. İnce tray şekli MSMINI'yi 64 örneğe kadar ayırma için çok ekonomik bir seçenek yapar.

- 7 x 7cm, 7 x 10cm veya iki jel tray birden mevcuttur.
- Ekonomik olarak düşük jel ve buffer gerektirir
- Küçük lab benchleri için uygun büyüklük

## ORDERING INFORMATION

**MSMINI7 multiSUB Mini.** 7 x 7cm UV Tray, 2 x 8 numune tarakları, yükleme kılavuzları ve barajlar

**MSMINI10 multiSUB Mini.** 7 x 10cm UV Tray, 2 x 8 numune tarakları, yükleme kılavuzları ve barajlar

**MSMINIDUO multiSUB Mini Duo.** 7 x 7cm & 7 x 10cm UV Tray, 2 x 8 numune tarakları, yükleme kılavuzları ve barajlar

**MINIAGAROSEPACK Complete Mini Agarose Gel Kiti**çerik ;multiSUB Midi (MSMIDIDUO), Güç Kaynağı (POWERPRO300), TAE Tampon (TAE50X1L), RunSafe (CSL-RUNSAFE),

DNA Sarmalı (CSL-MDNA-1KBPLUS), 100g Agaroz(CSL-AG100), Jel Keşçesi (MS10-UVS), Jel Cetveli (CSL-RULER)

|            |                       |           |                                               |           |                                         |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| MS7-UV7    | 7 x 7cm UV Tray       | MS7-LG    | Yapışkan Yükleme Kılızu                       | MS7/10-FC | multiSUB MSMINI/MSMIDI için Flexicaster |
| MS7-UV10   | 7 x 10cm UV Tray      | MS7-WP    | Gözlem Platformu                              | MSMINIXCS | ClearSight MINI, yukardaki gibi&güç     |
| MS7-PE     | Pozitif Elektrot      | MS7-UVS   | 7cm UV Jel Keşçesi                            |           | kaynağı 'x' konulması gereken yerlerde  |
| MS7-NE     | Negatif Elektrot      | MSMINICP  | Soğutucu paket ve platform                    |           | '7', '10' or 'DUO'                      |
| MS7-UV DAM | Döküm barajları, pk/2 | MSMINIBSB | Tampon Koruyucu Blok, pk/2, 100ml koruma için |           |                                         |

| Colour | CODE        | DESCRIPTION                         | SAMPLE VOLUME FOR<br>A 5MM THICK GEL |
|--------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Black  | MS7-1-0.75  | Comb Prep 1, Marker 1, 0.75mm thick | 152µl                                |
|        | MS7-2-0.75  | Comb Prep 2, Marker 2, 0.75mm thick | 68µl                                 |
|        | MS7-4-0.75  | Comb Prep 4, Marker 2, 0.75mm thick | 36µl                                 |
|        | MS7-8-0.75  | Comb 8 sample, 0.75mm thick         | 19µl                                 |
|        | MS7-10-0.75 | Comb 10 sample, 0.75mm thick        | 14µl                                 |
|        | MS7-12-0.75 | Comb 12 sample, 0.75mm thick        | 10µl                                 |
| White  | MS7-16-0.75 | Comb 16 sample, 0.75mm thick        | 7µl                                  |
|        | MS7-1-1     | Comb Prep 1, Marker 1, 1mm thick    | 203µl                                |
|        | MS7-2-1     | Comb Prep 2, Marker 2, 1mm thick    | 90µl                                 |
|        | MS7-4-1     | Comb Prep 4, Marker 2, 1mm thick    | 48µl                                 |
|        | MS7-8-1     | Comb 8 sample, 1mm thick            | 25µl                                 |
|        | MS7-10-1    | Comb 10 sample, 1mm thick           | 18µl                                 |
| Blue   | MS7-12-1    | Comb 12 sample MC, 1mm thick        | 14µl                                 |
|        | MS7-16-1    | Comb 16 sample, 1mm thick           | 10µl                                 |

| Colour | CODE       | DESCRIPTION                        | SAMPLE VOLUME FOR A 5MM THICK GEL |
|--------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Red    | MS7-1-1.5  | Comb Prep 1, Marker 1, 1.5mm thick | 304µl                             |
|        | MS7-2-1.5  | Comb Prep 2, Marker 2, 1.5mm thick | 135µl                             |
|        | MS7-4-1.5  | Comb Prep 4, Marker 2, 1.5mm thick | 72µl                              |
|        | MS7-8-1.5  | Comb 8 sample, 1.5mm thick         | 37µl                              |
|        | MS7-10-1.5 | Comb 10 sample, 1.5mm thick        | 27µl                              |
|        | MS7-12-1.5 | Comb 12 sample, 1.5mm thick        | 20µl                              |
| Blue   | MS7-16-1.5 | Comb 16 sample, 1.5mm thick        | 15µl                              |
|        | MS7-1-2    | Comb Prep 1, Marker 1, 2mm thick   | 405µl                             |
|        | MS7-2-2    | Comb Prep 2, Marker 2, 2mm thick   | 180µl                             |
|        | MS7-4-2    | Comb Prep 4, Marker 2, 2mm thick   | 96µl                              |
|        | MS7-8-2    | Comb 8 sample, 2mm thick           | 50µl                              |
|        | MS7-10-2   | Comb 10 sample, 2mm thick          | 36µl                              |
| Blue   | MS7-12-2   | Comb 12 sample, 2mm thick          | 27µl                              |
|        | MS7-16-2   | Comb 16 sample, 2mm thick          | 20µl                              |

MC = çok kanallı pipetöre uyumlu

MCSS = çok kanallı ile uyumlu olarak her saniye bir well yüklenir. [see page 18](#)