



o m n i P A G E

Tarak Seçenekleri

omniPAGE Dikey Jel Odaları, çok çeşitli döküm taraklarını barındırabilir. Standart seçenekler aşağıda gösterilmiştir, özel taraklar ise istek üzerine üretilebilir. Bir tarak seçmek için, tam sipariş kodunu almak için tarak kodunun sonuna istediğiniz kalınlığı eklemeniz yeterlidir, örneğin, VS10-4-1 1 mm kalınlığında bir tarak ve VS20-24-1.5 1,5 mm'lik bir taraktır. Aşağıda gösterilen kuyu hacmi, 0,25 mm olan Sharks Tooth tarakları hariç, 1 mm kalınlığındaki taraklar içindir. Diğer kalınlıkların hacmi için lütfen web sayfasına bkz.

MultiSUB için renk kodlu taraklar 4 kalınlıkta mevcuttur,

Siyah – Sıkıca çözülmüş bantlar için 0,75 mm

Beyaz – 1 mm standart olarak sağlanır

Kırmızı – Numune hacmini en üst düzeye çıkarmak için 1,5 mm **Mavi** – Numune hacmini en üst düzeye çıkarmak için 2 mm


Yüksek çözünürlüklü jeller ve yayın kalitesi verileri için önerilen siyah beyaz taraklar; Hazırlık teknikleri için nükleik asit hacimlerini büyütme için kırmızı ve mavi.

DİKKAT: Hacim, daha uzun dişin maksimum well hacmini ifade eder


mini




VS10-1-1, (650µl)




VS10-5-1, (100µl)




VS10-8MC-1, (60µl)




VS10-9-1, (50µl)



VS10-10-1, (40µl)



VS10-12-1, (35µl)




VS10-16-1, (25µl)




VS10-20-1, (20µl)


mini wide & maxi wave



VS20-1-1, (1500µl)



VS20-5-1, (1200µl)




VS20-10-1, (100µl)




VS20-18MC-1, (50µl)



VS20-24-1, (40µl)



VS20-30-1, (35µl)




VS20-36-1, (25µl)



VS20-48-1, (20µl)

maxi plus



VS30-1-1, (2250µl)




VS30-28-1, (80µl)




VS30-56-1, (40µl)



VS30-75-1, (25µl)



MC = çok kanallı pipete uyumlu



MCSS = çok kanallı pipet uyumu ile her saniyede bir yükleme hızı

large format



CSQ20-1-24SQT, (40µl)



CSQ20-0.25-24, (7µl)



CSQ20-1-48SQT, (20µl)



CSQ20-0.25-48, (3µl)



CSQ33-1-48SQT, (35µl)



CSQ33-0.25-48, (7µl)



CSQ233-1-80SQT, (20µl)



CSQ33-0.25-96, (3µl)